

Substanzname	Berichtsgrenze/ reporting limit (RL) [mg/kg]	BH 518-4					
		Bifenazat	0,010	Clethodim	0,010	Dimethomorph (Summe der Isomere)	0,010
		Bifenazat	0,010	Clethodim (Summenparameter)**		Dimethylaminosulfotoluidid	0,010
1,2,3,4-Tetrachlorbenzol	0,010	(Summenparameter)**		Clethodim sulfon	0,010	Dimetilan	0,010
1,2,4,5-Tetrachlorbenzol	0,010	Bifenazat-diazin	0,010	Clethodim sulfoxid	0,010	Dimoxystrobin	0,010
1,4-Dimethylnaphthalin	0,010	Bifenox	0,010	Clodinafop		Diniconazol (Summe der Isomere)	0,010
1-Naphthylacetamid (1-NAD)	0,010	Bifenthrin (Summe der Isomere)	0,010	(Summenparameter)**		Dinitramin	0,010
1-Naphthyllessigsäure	0,010	Binapacryl	0,010	Clodinafop-Propargyl	0,010	Dinoseb	0,10
1-Naphthyllessigsäure (Summenparameter)**		Biphenyl	0,010	Clofentezin	0,050	Dinoseb (Summenparameter)**	
2,3,5-Trimethacarb/3,4,5-Trimethacarb	0,010	Bispyribac (freie Säure)*	0,010	Clomazon	0,010	Dinoseb-Acetat	0,010
2,4-D (freie Säure)*	0,010	Bispyribac	0,010	Clopyralid	0,010	Dinotefuran	0,010
2,4-D (Summenparameter)**		(Summenparameter)**		Cloquintocet-mexyl	0,010	Dioxacarb	0,010
2,4-DB (freie Säure)*	0,010	Bitertanol (Summe der Isomere)	0,010	Clothianidin	0,050	Dioxathion	0,010
2,4-DB (Summenparameter)**		Boscalid	0,010	Coumaphos	0,010	Diphenamid	0,010
2,4-DP (freie Säure)*	0,010	Bromfenvinphos	0,010	Crimidin	0,010	Diphenylamin	0,010
2,4-DP (Summenparameter)**		Bromocyclen	0,010	Cruformat	0,010	Dipropetryn	0,010
3-Decen-2-On	0,010	Bromophos-Ethyl	0,010	Cyanazin	0,010	Disulfoton	0,010
479M04	0,010	Bromophos-Methyl	0,010	Cyanophos	0,010	Disulfoton	
479M08	0,010	Bromoxynil	0,050	Cyazofamid	0,010	(Summenparameter)**	
479M16	0,010	Bromopropylat	0,010	Cyclanilid	0,010	Disulfoton-Sulfon	0,010
4-Bromphenylharnstoff	0,010	Bromuconazol	0,010	Cycloate	0,010	Disulfoton-Sulfoxid	0,010
4-CPA	0,010	(Diastereoisomere)		Cyflufenamid (Summe der Isomere)	0,010	Dithianon	0,010
8-Hydroxychinolin	0,010	BTS 44595	0,010	Cyflumetofen (Summe der Isomere)	0,010	Diuron	0,010
Abamectin		BTS 44596	0,010	Cyfluthrin (Summe aller Isomere)	0,010	DNOC	0,010
(Summenparameter)**		Bupirimat	0,010	Cyhalothrin (Summe aller Isomere)	0,010	Dodemorph	0,010
Acephat	0,050	Buprofezin	0,010	Cyhalothrin, lambda-/gamma-	0,010	Dodin	0,050
Acequinocyl	0,010	Butafenacil	0,010	Cyhexatin (Summe aller Isomere)	0,010	Edifenphos	0,010
Acetamiprid	0,010	Cadusafos	0,010	Azocyclotin und Cyhexatin)		Emamectin B1a (freie Base)	0,002
Acetochlor	0,010	Captan	0,010	Cymiazol	0,010	Endosulfan	
Acibenzolar-Säure (freie Säure)*	0,010	Captan (Summenparameter)**		Cymoxanil	0,050	(Summenparameter)**	
Acibenzolar-S-methyl	0,010	Carbaryl	0,010	Cypermethrin (Summe aller Isomere)	0,010	Endosulfan, alpha-	0,010
Acibenzolar-S-methyl (Summenparameter)**		Carbendazim	0,010			Endosulfan, beta-	0,010
Aclonifen	0,010	Carbendazim (Summenparameter)**		Cyproconazol	0,010	Endosulfansulfat	0,010
Acrinathrin	0,010	Carbetamid (Summe der Isomere)	0,010	Cyprodinil	0,010	Epoxiconazol	0,010
Alachlor	0,010	Carbofuran	0,001	Cyprofuram	0,010	EPTC	0,050
Aldicarb	0,010	(Summenparameter)**		DDAC (Summenparameter)**		Ethofencarb	0,010
Aldicarb		Carbofuran, 3-hydroxy	0,001	DDAC 10	0,010	Ethion	0,010
(Summenparameter)**		Carbophenothion	0,010	DDAC 12	0,010	Ethiprol	0,010
Aldicarb-sulfoxid	0,010	Carbophenothion-Methyl	0,010	DDAC 8	0,010	Ethofumesat	0,010
Aldoxycarb	0,010	Carboxin	0,050	DDD, p,p'-	0,010	Ethofumesat-2-keto	0,010
Aldrin	0,010	Carboxin (Summenparameter)**		DDE, p,p'-	0,010	Ethofumesat-Carbonsäure	0,010
Allethrin	0,010	(Summenparameter)**		DDT (Summenparameter)**		Ethoprophos	0,010
Ametryn	0,010	Carboxin-Sulfoxid	0,010	DDT, o,p'-	0,010	Ethoxyquin	0,010
Amidosulfuron	0,010	Carfentrazon-Ethyl	0,010	DDT, p,p'-	0,010	Etofenprox	0,010
Aminocarb	0,010	Cetrimoniumchlorid	0,010	DEF	0,010	Etozazol	0,050
Amisulbrom	0,010	Chinomethionat	0,010	Deltamethrin	0,010	Etrimfos	0,010
Ancymidol	0,010	Chlorantraniliprol	0,010	Denatoniumbenzoat	0,010	Famoxadon	0,050
Anthrachinon	0,010	Chlorbensid	0,10	Desethyl-Simazin	0,10	Famphur	0,010
Atrazin	0,010	Chlorbenzilat	0,010	Desmedipham	0,10	Fenamidon	0,010
Avermectin B1a	0,006	Chlorbufam	0,010	Desmetryn	0,010	Fenamiphos	0,010
Avermectin B1b	0,006	Chlordan (cis-/trans-)**		Diafenthion	0,010	(Summenparameter)**	
Azadirachtin	0,010	Chlordan, cis-	0,010	Diallat	0,050	Fenamiphos-sulfon	0,010
Azamethiphos	0,010	Chlordan, trans-	0,010	Diazinon	0,010	Fenamiphos-sulfoxid	0,010
Azinphos-Ethyl	0,010	Chlordecon	0,010	Dicamba	0,010	Fenarimol	0,010
Azinphos-Methyl	0,010	Chlorfenapyr	0,010	Dichlobenil	0,010	Fenazaquin	0,010
Aziprotryn	0,010	Chlorfenprop-Methyl	0,010	Dichlofenthion	0,010	Fenbuconazol	0,010
Azoxystrobin	0,010	Chlorfenson	0,010	Dichlofluamid	0,010	Fenbutatinoxid	0,050
BAC (Summenparameter)**		Chlorfenvinphos	0,010	Diclobutrazol	0,010	Fenchlorphos	0,010
BAC 10	0,010	Chloridazon	0,010	Diclofop	0,010	Fenchlorphos	
BAC 12	0,010	(Summenparameter)**		Diclofop-Methyl	0,010	(Summenparameter)**	
BAC 14	0,010	Chloridazon-Desphenyl	0,010	Diclofop-Methyl (Summenparameter)**		Fenchlorphos-oxon	0,10
BAC 16	0,010	Chlormephos	0,010	Dicloran	0,010	Fenfluthrin	0,010
BAC 18	0,010	Chloroneb	0,010	Dicofol (Summe aus p,p- und o,p-Isomere)	0,010	Fenhexamid	0,010
BAC 8	0,010	Chloroxuron	0,010			Fenitrothion	0,010
Benalaxyl (Summe der Isomere)	0,010	Chlorpropham	0,010	Dieldrin	0,010	Fenobucarb	0,010
Bendiocarb	0,010	Chlorpropylat	0,010	Dieldrin (Summenparameter)**		Fenoprop (2,4,5-TP)	0,010
Benfluralin	0,010	Chlorpyrifos	0,010	Diethofencarb	0,010	Fenothiocarb	0,010
Benfuracarb	0,010	Chlorpyrifos-Methyl	0,010	Diethyltoluamid (DEET)	0,010	Fenoxaprop-Ethyl	0,10
Bensulfuron-Methyl	0,010	Chlorsulfuron	0,010	Difenoconazol	0,010	Fenoxycarb	0,010
Bentazon	0,050	Chlorthal-Dimethyl	0,010	Difenoxuron	0,010	Fenpicoxamid	0,010
Bentazon		Chlorthalonil	0,010	Diffubenzuron	0,010	Fenpropathrin	0,010
(Summenparameter)**		Chlorthiamid	0,010	Diffufenican	0,010	Fenpropidin	0,010
Bentazon-6-OH*	0,010	Chlorthion	0,010	Dimefox	0,010	Fenpropimorph (Summe der Isomere)	0,010
Bentazon-8-OH*	0,010	Chlortoluron	0,050	Dimefuron	0,010	Fenpyroximat	0,010
Benthiavalicarb-Isopropyl	0,010	Chlozolinat	0,050	Dimethachlor	0,010	Fenson	0,010
Benzovindiflupyr	0,010	Cinerin I	0,010	Dimethenamid (Summe aller Isomere)	0,010	Fensulfothion	0,010
Benzoylprop-Ethyl	0,010	Cinerin II	0,010			Fensulfothion-sulfon	0,010
BH 518-2	0,010	Cinosulfuron	0,010	Dimethipin	0,010	Fenthion	0,010
				Dimethoat	0,010		

Fenthion		Heptenophos	0,010	Methoxychlor	0,10	Phosmet	0,005
(Summenparameter)**		Hexachlorbenzol	0,010	Methoxyfenozid	0,010	Phosphamidon	0,010
Fenthion-Oxon	0,010	Hexaconazol	0,010	Metobromuron	0,010	Phoxim	0,010
Fenthion-Oxonsulfon	0,010	Hexazinon	0,010	Metobromuron		Phthalimid	0,010
Fenthion-Oxonsulfoxid	0,010	Hexythiazox	0,010	(Summenparameter)**		Picloram	0,010
Fenthion-sulfon	0,010	Hymexazol	0,010	Metolachlor (Summe der	0,010	Picolinafen	0,010
Fentin	0,010	Icaridin	0,010	Isomere)		Picoxystrobin	0,010
Fenuron	0,010	Imazalil	0,050	Metolcarb	0,010	Piperonylbutoxid	0,010
Fenvalerat/Esfenvalerat	0,010	Imazamox	0,010	Metominostrobin	0,010	Piperophos	0,010
(Summe)		Imazapyr	0,010	Metoxuron	0,010	Pirimicarb	0,010
Fipronil	0,005	Imazaquin	0,010	Metrafenon	0,010	Pirimiphos-Ethyl	0,010
Fipronil (Summenparameter)**		Imazethapyr	0,010	Metribuzin	0,10	Pirimiphos-Methyl	0,010
Fipronil-Sulfid	0,005	Imidacloprid	0,010	Metsulfuron-Methyl	0,050	Prallethrin	0,010
Fipronil-sulfon	0,005	Indaziflam	0,010	Mevinphos (Summe der E-	0,010	Pretilachlor	0,010
Flazasulfuron	0,010	Indoxacarb (Summe der	0,010	und Z-Isomere)		Prochloraz	0,010
Fonicamid	0,010	Isomere)		Milbectin		Prochloraz	
Fonicamid		Iodofenphos	0,010	(Summenparameter)**		(Summenparameter)**	
(Summenparameter)**		Iodosulfuron-Methyl	0,010	Milbectin A3	0,010	Procymidon	0,010
Florpyrauxifen-benzyl	0,010	Ioxynil	0,050	Milbectin A4	0,010	Profenofos	0,010
Fluacrypyrim	0,010	Iprobenfos	0,010	Mirex	0,010	Profluralin	0,010
Fluazifop (freie Säure)*	0,010	Iprodion	0,010	Molinate	0,010	Profoxydim	0,010
Fluazifop		Iprovalicarb	0,010	Monocrotophos	0,050	Promecarb	0,010
(Summenparameter)**		Isobenzan	0,010	Monolinuron	0,010	Prometon	0,010
Fluazifop-Butyl*	0,010	Isocarboxiphos	0,010	Monuron	0,010	Prometryn	0,010
Fluazinam	0,050	Isodrin	0,010	Myclobutanil	0,010	Propachlor	0,010
Flubendiamid	0,010	Isofetamid	0,010	Napropamid	0,010	Propachlor	
Fluchloralin	0,010	Isomethiozin	0,010	Neburon	0,010	(Summenparameter)**	
Flucythrinate	0,010	Isoprocab	0,010	Nicosulfuron	0,010	Propamocarb	0,050
Fludioxonil	0,010	Isopropalin	0,010	Nitratin	0,010	Propaquizafop*	0,010
Fluensulfon	0,010	Isoprothiolan	0,010	Nitrapyrin	0,010	Propargit	0,010
Flufenacet	0,010	Isoproturon	0,010	Norflurazon	0,010	Propazin	0,010
Flufenacet		Isoapyrazam	0,010	Novaluron (Summe der	0,010	Propetamphos	0,010
(Summenparameter)**		Isoxaben	0,010	Isomere)		Propham	0,010
Flufenacet oxalat	0,010	Isoxadifen-Ethyl	0,10	Ofurac	0,010	Propiconazol	0,010
Flufenacet Sulfonsäure	0,010	Isoxaflutol	0,010	Omethoat	0,010	Propoxur	0,005
Flufenacet thioglycolate	0,010	Isoxaflutol		Oxadiazon	0,050	Propyzamid	0,010
sulfoxid		(Summenparameter)**		Oxadixyl	0,010	Proquinazid	0,010
Flufenoxuron	0,010	Isoxaflutol diketonitril	0,010	Oxamyl	0,001	Prosulfocarb	0,010
Flumethrin	0,010	Isoxathion	0,010	Oxathiapiprolin	0,010	Prosulfuron	0,010
Flumioxazin	0,10	Jasmodin I	0,010	Oxycarboxin	0,010	Prothioconazol	0,010
Fluometuron	0,005	Jasmodin II	0,010	Oxydemeton-Methyl	0,050	Prothioconazol-Desthio	0,010
Fluopicolid	0,010	Karanjin	0,010	Oxydemeton-Methyl		Prothioconazol-Desthio	
Fluopyram	0,010	Kresoxim-Methyl	0,010	(Summenparameter)**		(Summenparameter)**	
Fluoxastrobin	0,010	Lenacil	0,10	Oxyfluorfen	0,050	Prothiophos	0,010
Flupyradifuron	0,010	Leptophos	0,010	Oxymatrin	0,010	Pyflubumid	0,010
Fluquinconazol	0,010	Linuron	0,010	Paclobutrazol (Summe der	0,010	Pymetrozin	0,010
Flurochloridon	0,010	Lufenuron	0,010	Isomere)		Pyraclostrobin	0,010
Fluroxypyr (freie Säure)*	0,010	Malaoxon	0,010	Paraaxon	0,010	Pyraflufen	0,010
Fluroxypyr		Malathion	0,010	Paraaxon-Methyl	0,010	Pyraflufen-Ethyl	0,010
(Summenparameter)**		Malathion		Parathion-Methyl	0,010	Pyraflufen-Ethyl	
Flusilazol	0,010	(Summenparameter)**		Parathion-Methyl		(Summenparameter)**	
Flutianil	0,010	Mandestrobin	0,010	(Summenparameter)**		Pyrazophos	0,010
Flutriafol	0,010	Mandipropamid (Summe der	0,010	Pebulat	0,010	Pyrethrin	
Fluvalinat (Summe der	0,010	Isomere)		Penconazol (Summe der	0,010	(Summenparameter)**	
Isomere)		Matrin	0,010	Isomere)		Pyrethrin I	0,010
Fluxapyroxad	0,010	MCPA (freie Säure)*	0,010	Pencycuron	0,010	Pyrethrin II	0,010
FM-6-1	0,010	MCPA (Summenparameter)**		Pencycuron		Pyridaben	0,010
Folpet	0,010	MCPB (freie Säure)*	0,010	(Summenparameter)**		Pyridafol (CL 9673)	0,010
Folpet (Summenparameter)**		Mecarbam	0,010	Pencycuron-PB-amin	0,010	Pyridaphenthion	0,010
Fonofos	0,010	Mecoprop (Summe der	0,10	Pendimethalin	0,010	Pyridat	0,010
Forchlorfenuron	0,010	Isomere)		Penflufen	0,010	Pyrifenoxy	0,010
Fosthiazat	0,010	Mefenpyr-diethyl	0,010	Pentachloranilin	0,010	Pyrimethanil	0,010
Fuberidazol	0,010	Mefentrifluconazol	0,010	Pentachloranisol	0,010	Pyriofenon	0,010
Furalaxyl	0,010	Mepanipyrim	0,010	Pentachlorbenzol	0,010	Pyriproxyfen	0,010
Furathiocarb	0,010	Mephosfolan	0,010	Pentachlorphenol	0,010	Quinalphos	0,010
Furmecycloxy	0,010	Meprothion	0,010	Pentachlorphenol	0,010	Quinclorac	0,010
Genite	0,010	Merphos	0,010	Penthiopyrad	0,010	Quinmerac	0,10
Halfenprox	0,010	Metalaxyl (Summe der	0,010	Permethrin (Summe der	0,010	Quinmerac	
Halosulfuron-Methyl	0,010	Isomere)		Isomere)		(Summenparameter)**	
Haloxypol (freie Säure)*	0,010	Metaldehyd	0,010	Perthan	0,010	Quinoclamid	0,010
Haloxypol		Metazachlor		Pethoxamid	0,010	Quinoxifen	0,010
(Summenparameter)**		(Summenparameter)**		Phenmedipham	0,010	Quintozen	0,010
Haloxypol-ethoxyethylster*	0,010	Metconazol (Summe der	0,010	Phenothrin	0,050	Quintozen	
Haloxypol-methylster*	0,010	Isomere)		Phenthoat	0,010	(Summenparameter)**	
HCH, alpha-	0,010	Methabenzthiazuron	0,050	Phenylphenol, ortho-	0,010	Quizalofop (Summe der	0,010
HCH, beta-	0,010	Methacryfos	0,010	Phenylphenol, ortho-		Isomere) (freie Säure)*	
HCH, delta-	0,010	Methidathion	0,010	(Summenparameter)**		Quizalofop	
HCH, epsilon-	0,010	Methiocarb	0,010	Phorat	0,010	(Summenparameter)**	
HCH, gamma-	0,010	Methiocarb		Phorat (Summenparameter)**		Quizalofop-Ethyl*	0,010
Heptachlor	0,010	(Summenparameter)**		Phorat-Oxon	0,010	Rabenzazol	0,010
Heptachlor		Methiocarb-sulfon	0,010	Phorat-Oxon-Sulfon	0,010	Resmethrin (Summe der	0,010
(Summenparameter)**		Methiocarb-sulfoxid	0,010	Phorat-sulfon	0,010	Isomere)	
Heptachlorepoxid, cis-	0,010	Methomyl	0,010	Phosalon	0,010	Rimsulfuron	0,050
Heptachlorepoxid, trans-	0,010	Methoprotryn	0,010	Phosolan	0,010	Rotenon	0,010

Saflufenacil	0,010	Tridemorph	0,010	Zusatzuntersuchungen additional analyses: (nicht in GALAB 500Plus komplexe Matrices enthalten) (not enclosed in GALAB 500Plus complex Matrices)	Chlormequat, Mepiquat
Saflufenacil (Summenparameter)**		Trietazin	0,010		LC-MS/MS
Saflufenacil, M800H11	0,010	Trifloxystrobin	0,010		SOP-Nr. 495:2022-10; EU-SRM QuPPe 2023-12
Saflufenacil, M800H35	0,010	Triflumizol	0,010		BG/RL je 0,01 mg/kg
Sebutylazin	0,010	(Summenparameter)**		Saure Herbizide (alkalische Hydrolyse), phenoxyalkanecarboxylic acids (alkaline hydrolysis),	Chlormequat, BG/RL 0,01 mg/kg
Sedaxan	0,010	Trifluriduron	0,050		Mepiquat, BG/RL 0,01 mg/kg
Sethoxydim	0,010	Trifluralin	0,010		Chlormequat (Summenparameter)**,
Siduron	0,010	Triflursulfuron-Methyl	0,010		Mepiquat (Summenparameter)**
Silthiofam	0,010	Triforin	0,010	mittels LC-MS/MS	
Simazin	0,050	Trinexapac	0,010		Dithiocarbamate, berechnet als CS ₂ /calculated as CS ₂
Sintofen	0,010	Tritosulfuron	0,010		gem. ASU §64 LFGB L 00.00-49/2 modif.: GC-MSD
Spinetoram	0,010	Vamidothion	0,010		BG/RL 0,01 mg/kg,
Spinosad		Vinclozolin	0,010	2,4-D (Summenparameter)**	
(Summenparameter)**		Zoxamid	0,010		Ethephon
Spinosyn A	0,010				LC-MS/MS
Spinosyn D	0,010				SOP-Nr. 495:2022-10; EU-SRM QuPPe 2023-12
Spirodiclofen	0,010			2,4-DP (Dichlorprop) (Summenparameter)**	BG/RL 0,01 mg/kg
Spiromesifen	0,010				
Spirotetramat	0,010				Ethylenoxid (Summenparameter)**
Spirotetramat					GC-MSMS, SOP-0653:02-2022
(Summenparameter)**				Acibenzolar-S-methyl (Summenparameter)**	BG/RL 0,01mg/kg
Spirotetramat-enol	0,010				
Spirotetramat-enol-Glc	0,010				Ethylenoxid, 2-Chlorethanol, Ethylenoxid (Summe)
Spirotetramat-ketohydroxy	0,010				GC-MSMS, SOP-0653:02-2022
Spirotetramat-monohydroxy	0,010			Bentazon (Summenparameter)**	BG/RL 0,01mg/kg
Spiroxamin (Summe der Isomere)	0,010				
Sulcotrion	0,010				Ethylenoxid (Summenparameter)**
Sulfentazon	0,010				Ethylenoxid, BG/RL 0,01 mg/kg
Sulfosulfuron	0,010			Bentazon-6-OH	2 Chlorethanol, BG/RL 0,01 mg/kg
Sulfotep	0,010				
Sulfoxaflor	0,010				Gesamtbromid
Sulprofos	0,010				GC-MSD
Tebuconazol	0,010			Bentazon-8-OH	ASU L 00.00-36/1:2004-07,
Tebufenozid	0,010				BG/RL 1 mg/kg
Tebufenpyrad	0,010				
Tebupirimphos	0,050				Gesamtbromid, Chlorid, Br/Cl-Verhältnis
Tebutam	0,010			Bispyribac (Summenparameter)**	GC-MSD
Teflubenzuron	0,010				ASU L 00.00-36/1:2004-07,
Tefluthrin (Summe der Isomere)	0,010				Gesamtbromid, BG/RL 1 mg/kg
Tepaloxymid	0,010				Chlorid 5 mg/kg
Terbufos	0,010			Fluazifop (Summenparameter)**	Bromid-Chlorid-Verhältnis
Terbumeton	0,010				
Terbutylazin	0,010				Glyphosat
Terbutryn	0,010				LC-MS/MS
Tetrachlorvinphos	0,010			Fluroxypyr (Summenparameter)**	SOP-0232:2011-06
Tetraconazol (Summe der Isomere)	0,010				BG/RL je 0,01 mg/kg
Tetradifon	0,010				
Tetrahydrophthalimid	0,010				Nitrat
Tetramethrin	0,010			Haloxypyr (Summenparameter)**	HPLC/IC
TFNA	0,010				Gemäß SOP-0570, Version 2.0; June 2020
TFNG	0,010				BG/RL 1 mg/kg
Thiabendazol	0,050				
Thiacloprid	0,010			MCPA (Summenparameter)**	Paraquat, Diquat
Thiamethoxam	0,050				mittels LC-MS/MS
Thidiazuron	0,010				SOP-Nr. 495:2022-10; EU-SRM QuPPe 2023-12
Thifensulfuron-Methyl	0,050				BG/RL je 0,01 mg/kg
Thiodicarb	0,010			MCPB	
Thiophanat-Methyl	0,10				Perchlorat, Chlorat
Tiocabazil	0,010				LC-MS/MS
Tolclofos-Methyl	0,010				SOP-Nr. 495:2022-10; EU-SRM QuPPe 2023-12
Tolfenpyrad	0,010			Phenylphenol, ortho- (Summenparameter)**	BG/RL je 0,01 mg/kg
Tolyfluanid	0,010				
Tolyfluanid					Phosphan
(Summenparameter)**					GC-MSD
Topramezon	0,005			Quizalofop (Summe der Isomeren)	SOP-0559:2019-05
Tralkoxydime	0,010				BG/RL 0,01 mg/kg
Transfluthrin	0,010				
Triadimefon	0,010				Phosphonsäure, Fosetyl
Triadimenol (Summe der Isomere)	0,010			Quizalofop (Summenparameter)**	LC-MS/MS
Triallat	0,010				SOP-Nr. 495:2022-10; EU-SRM QuPPe 2023-12
Triamiphos	0,010				Fosetyl, BG/RL 0,01 mg/kg
Triasulfuron	0,050				Phosphonsäure, BG/RL 0,01 mg/kg
Triazamat	0,010			Phenylphenol, ortho- (Summenparameter)**	
Triazophos	0,010				Pyridat, Pyridafol, Pyridat (Summenparameter)**
Tribenuron-Methyl	0,010				nach Hydrolyse
Trichlorfon	0,050				LC-MS/MS
Trichloronat	0,010			Quizalofop (Summe der Isomeren)	DIN EN 15662:2018-07 Modulares QuEChERS-
Triclopyr	0,010				Verfahren, alkalische Hydrolyse
Tricyclazol	0,010				BG/RL 0,01mg/kg
				Sulfat (Summenparameter)**	Sulfat
					Gem. § 64 LFGB ASU L 00.00 46/1, November 1999
					BG/RL 10 mg/kg
				Trimethylsulfonium (Trimesium)	Trimethylsulfonium (Trimesium)
					LC-MS/MS
					SOP-Nr. 495:2022-10; EU-SRM QuPPe 2023-12
					BG/RL 0,01mg/kg