

Substanzname	Berichtsgrenze/ reporting limit (RL) [mg/kg]	Benthiavalicarb (Summenparameter)**	Chlorthalonil	Dicofol (Summe aus p,p- und o,p- Isomere)
		Benthiavalicarb-Isopropyl	Chlorthiamid	Dicrotophos
1,2,3,4-Tetrachlorbenzol	0,010	Benzovindiflupyr	Chlorthion	Dieldrin
1,2,4,5-Tetrachlorbenzol	0,010	Benzoylprop-Ethyl	Chlortoluron	Dieldrin (Summenparameter)**
1,4-Dimethylnaphthalin	0,010	Benzyladenin	Chlozolinat	Diethofencarb
1-Naphthylacetamid (1-NAD)	0,010	BH 518-2	Cinerin I	Diethyltoluamid (DEET)
1-Naphthylessigsäure	0,010	BH 518-4	Cinerin II	Difenoconazol
1-Naphthylessigsäure (Summenparameter)**		Bifenazat	Cinidon-Ethyl (Cinidon-Ethyl und E-Isomer)	Difenoxuron
2,3,5-Trimethacarb/3,4,5- Trimethacarb	0,010	Bifenazat (Summenparameter)**	Cinosulfuron	Diffubenzuron
2,4-D (freie Säure)*	0,010	Bifenazat-diazin	Clethodim	Diffufenican
2,4-D (Summenparameter)**		Bifenox	Clethodim (Summenparameter)**	Dimefox
2,4-DB (freie Säure)*	0,010	Bifenthrin (Summe der Isomere)	Clethodim sulfon	Dimefuron
2,4-DB (Summenparameter)**		Binapacryl	Clethodim sulfoxid	Dimethachlor
2,4-DP (freie Säure)*	0,010	Biphenyl	Clethodim sulfoxid	Dimethenamid (Summe aller Isomere)
2,4-DP (Summenparameter)**		Bispyribac (freie Säure)*	Climbazol	Dimethipin
		Bispyribac (Summenparameter)**	Clodinafop (Summenparameter)**	Dimethoat
		Bitteranol (Summe der Isomere)	Clodinafop-Propargyl	Dimethomorph (Summe der Isomere)
3-Chloranilin	0,010	Bixafen	Clofentezin	Dimethylaminosulfotoluidid
3-Decen-2-On	0,010	Boscalid	Clomazon	Dimethylphenylformamide, 2,4-
479M04	0,010	Bromacil	Clopyralid	Dimethylphenyl-N-
479M08	0,010	Bromfenvinphos	Cloquintocet-mexyl	methylformidin, N-2,4-
479M16	0,010	Bromocyclen	Clothianidin	Dimetilan
4-Bromphenylharnstoff	0,010	Bromophos-Ethyl	Coumaphos	Dimoxystrobin
4-CPA	0,010	Bromophos-Methyl	Crimidin	Diniconazol (Summe der Isomere)
8-Hydroxychinolin	0,010	Bromoxynil	Crotoxyphos	Dinitramin
Abamectin (Summenparameter)**		Brompropylat	Cruformat	Dinoseb
Acephat	0,010	Bromuconazol (Diastereoisomere)	Cyanazin	Dinoseb (Summenparameter)**
Acequinocyl	0,010	BTS 44595	Cyanofenphos	Dinoseb-Acetate
Acetamiprid	0,010	BTS 44596	Cyanophos	Dinotefuran
Acetochlor	0,010	Bupirimat	Cyantraniliprol	Dioxacarb
Acibenzolar-Säure (freie Säure)*	0,010	Buprofezin	Cyazofamid	Dioxathion
Acibenzolar-S-methyl	0,010	Butachlor	Cyclanilid	Diphenamid
Acibenzolar-S-methyl (Summenparameter)**		Butafenacil	Cycloate	Diphenylamin
Aclonifen	0,010	Butoxycarboxim	Cycloxydim	Dipropetryn
Acrinathrin	0,010	Butralin	Cyflufenamid (Summe der Isomere)	Disulfoton
Alachlor	0,010	Buturon	Cyflufenamid (Summe der Isomere)	Disulfoton (Summenparameter)**
Aldicarb	0,010	Cadusafos	Cyfluthrin (Summe aller Isomere)	Disulfoton-Sulfon
Aldicarb (Summenparameter)**		Captan	Cyhalofop-butyl	Disulfoton-Sulfoxid
Aldicarb-sulfoxid	0,010	Captan (Summenparameter)**	Cyhalothrin, lambda-/gamma-	Ditalimfos
Aldoxycarb	0,010	Carbaryl	Cyhexatin (Summe Azocyclotin und Cyhexatin)	Dithianon
Aldrin	0,010	Carbendazim	Cymiazol	Diuron
Allethrin	0,010	Carbendazim (Summenparameter)**	Cymoxanil	DNOC
Ametoctradin	0,010	Carbetamid (Summe der Isomere)	Cypermethrin (Summe aller Isomere)	Dodemorph
Ametryn	0,010	Carbofuran	Cyproconazol	Dodin
Amidosulfuron	0,010	Carbofuran (Summenparameter)**	Cyprodinil	Edifenphos
Aminocarb	0,010	Carbofuran, 3-hydroxy	Cyprofuram	Emamectin B1a (freie Base)
Amisulbrom	0,010	Carbophenothion	Cyromazin	Endosulfan (Summenparameter)**
Amitraz	0,010	Carbophenothion-Methyl	DDAC (Summenparameter)**	Endosulfan, alpha-
Amitraz (Summenparameter)**		Carbosulfan	DDAC 10	Endosulfan, beta-
Ancymidol	0,010	Carboxin	DDAC 12	Endosulfansulfat
Anilazin	0,010	Carboxin (Summenparameter)**	DDAC 8	Endrin
Anthrachinon	0,010	Carboxin-Sulfoxid	DDD, p,p'-	EPN
Atrazin	0,010	Carfentrazone-Ethyl	DDE, p,p'-	Epoiconazol
Atrazin, Desethyl-	0,010	Cetrimoniumchlorid	DDT (Summenparameter)**	EPTC
Avermectin B1a	0,006	Chinomethionat	DDT, o,p'-	Etaconazol
Avermectin B1b	0,006	Chlorantraniliprol	DDT, p,p'-	Ethiofencarb
Azaconazol	0,010	Chlorbensid	DEF	Ethiofencarb-sulfon
Azadirachtin	0,010	Chlorbenzilat	Deltamethrin	Ethion
Azamethiphos	0,010	Chlorbromuron	Demeton-S-Methyl	Ethiprol
Azinphos-Ethyl	0,010	Chlorbufam	Demeton-S-Methylsulfon	Ethirimol
Azinphos-Methyl	0,010	Chlordan (cis-/trans-)**	Denatoniumbenzoat	Ethofumesat
Aziprotryn	0,010	Chlordan, cis-	Desethyl-Simazin	Ethofumesat (Summenparameter)**
Azoxystrobin	0,010	Chlordan, trans-	Desmethypham	Ethofumesat-2-keto
BAC (Summenparameter)**		Chlordecon	Desmethyphos	Ethoprophos
BAC 10	0,010	Chlorfenapyr	Diafenthiuron	Ethoxyquin
BAC 12	0,010	Chlorfenprop-Methyl	Diallat	Etofenprox
BAC 14	0,010	Chlorfenson	Diazinon	Etobenzol
BAC 16	0,010	Chlorfenvinphos	Dicamba	Etridiazol
BAC 18	0,010	Chlorfluazuron	Dichlobenil	Etrifos
BAC 8	0,010	Chloridazon	Dichlofenthion	Famoxadon
Benalaxyl (Summe der Isomere)	0,010	Chloridazon (Summenparameter)**	Dichlofluamid	Famphur
Bendiocarb	0,010	Chloridazon-Desphenyl	Dichlorvos	Fenamidon
Benfluralin	0,010	Chlormephos	Diclobutrazol	Fenamiphos
Benfuracarb	0,010	Chloroneb	Diclofop	Fenamiphos (Summenparameter)**
Benodanil	0,010	Chloroxuron	Diclofop-Methyl	Fenamiphos-sulfon
Bensulfuron-Methyl	0,010	Chlorpropham	Diclofop-Methyl	Fenamiphos-sulfoxid
Bentazon	0,010	Chlorpropylat	(Summenparameter)**	Fenarimol
Bentazon (Summenparameter)**		Chlorpyrifos		Fenazaquin
Bentazon-6-OH*	0,010	Chlorpyrifos-Methyl		
Bentazon-8-OH*	0,010	Chlorsulfuron		
		Chlorthal-Dimethyl		

Fenbuconazol	0,010	Fonofos	0,010	Mandipropamid (Summe der	0,010	Paraoxon	0,010
Fenbutatinoxid	0,010	Forchlorfenuron	0,010	Isomere)		Paraoxon-Methyl	0,010
Fenchlorphos	0,010	Formetanat	0,010	Matrin	0,010	Parathion	0,010
Fenchlorphos		Formetanat (als Formetanat-HCl)**		MCPA (freie Säure)*	0,010	Parathion-Methyl	0,010
(Summenparameter)**		Formothion	0,010	MCPA (Summenparameter)**		Parathion-Methyl	
Fenchlorphos-oxon	0,010	Fosthiazat	0,010	MCPB (freie Säure)*	0,010	(Summenparameter)**	
Fenfluthrin	0,010	Fuberidazol	0,010	Mecarbam	0,010	Pebulat	0,010
Fenhexamid	0,010	Furalaxyl	0,010	Mecoprop (Summe der Isomere)	0,010	Penconazol (Summe der Isomere)	0,010
Fenitrothion	0,010	Furathiocarb	0,010	Mefenpyr-diethyl	0,010	Pencycuron	0,010
Fenobucarb	0,010	Furmecyclox	0,010	Mefentrifluconazol	0,010	Pencycuron (Summenparameter)**	
Fenoprop (2,4,5-TP)	0,010	Genite	0,010	Mepanipyrim	0,010	Pencycuron-PB-amin	0,010
Fenothiocarb	0,010	Halfenprox	0,010	Mephosfolan	0,010	Pendimethalin	0,010
Fenoxaprop-Ethyl	0,010	Halosulfuron-Methyl	0,010	Mepronil	0,010	Penflufen	0,010
Fenoxycarb	0,010	Haloxifyop (freie Säure)*	0,010	Merphos	0,010	Pentachloranilin	0,010
Fenpicoxamid	0,010	Haloxifyop (Summenparameter)**		Metaflumizon (E- und Z-Isomere)	0,010	Pentachloranisol	0,010
Fenpropathrin	0,010	Haloxifyop-ethoxyethylester*	0,010	Metalaxyl (Summe der Isomere)	0,010	Pentachlorbenzol	0,010
Fenpropidin	0,010	Haloxifyop-methylester*	0,010	Metaldehyd	0,010	Pentachlorphenol	0,010
Fenpropimorph (Summe der	0,010	HCH, alpha-	0,010	Metamitron	0,010	Pentachlor	0,010
Isomere)		HCH, beta-	0,010	Metazachlor		Penthiopyrad	0,010
Fenpyrazamin	0,010	HCH, delta-	0,010	(Summenparameter)**		Permethrin (Summe der Isomere)	0,010
Fenpyroximat	0,010	HCH, epsilon-	0,010	Metconazol (Summe der Isomere)	0,010	Perthan	0,010
Fenson	0,010	HCH, gamma-	0,010	Methabenzthiazuron	0,010	Pethoxamid	0,010
Fensulfothion	0,010	Heptachlor	0,010	Methacrifos	0,010	Phenmedipham	0,010
Fensulfothion-sulfon	0,010	Heptachlor (Summenparameter)**		Methamidophos	0,010	Phenothrin	0,010
Fenthion	0,010	Heptachlorepoxyd, cis-	0,010	Methidathion	0,010	Penthroat	0,010
Fenthion (Summenparameter)**		Heptachlorepoxyd, trans-	0,010	Methiocarb	0,010	Phenylphenol, ortho-*	0,010
Fenthion-Oxon	0,010	Heptenophos	0,010	Methiocarb (Summenparameter)**		Phenylphenol, ortho-	
Fenthion-Oxonsulfon	0,010	Hexachlorbenzol	0,010	Methiocarb-sulfon	0,010	(Summenparameter)**	
Fenthion-Oxonsulfoxid	0,010	Hexaconazol	0,010	Methiocarb-sulfoxid	0,010	Phorat	0,010
Fenthion-sulfon	0,010	Hexaflumuron	0,010	Methomyl	0,010	Phorat (Summenparameter)**	
Fentin	0,010	Hexazinon	0,010	Methoprotryn	0,010	Phorat-Oxon	0,010
Fenuron	0,010	Hexythiazox	0,010	Methoxychlor	0,010	Phorat-Oxon-Sulfon	0,010
Fenvalerat/Esfenvalerat (Summe)	0,010	Hydranmethylnon	0,010	Methoxyfenozid	0,010	Phorat-sulfon	0,010
Fipronil	0,005	Hymexazol	0,010	Metobromuron	0,010	Phosalon	0,010
Fipronil (Summenparameter)**		Icaridin	0,010	Metobromuron		Phosfolan	0,010
Fipronil-Sulfid	0,005	Imazalil	0,010	(Summenparameter)**		Phosmet	0,005
Fipronil-sulfon	0,005	Imazamox	0,010	Metolachlor (Summe der Isomere)	0,010	Phosphamidon	0,010
Flazasulfuron	0,010	Imazapyr	0,010	Metolcarb	0,010	Phoxim	0,010
Flometoquin	0,010	Imazaquin	0,010	Metominostrobin	0,010	Phthalimid	0,010
Flonicamid	0,010	Imazethapyr	0,010	Metoxuron	0,010	Picloram	0,010
Flonicamid (Summenparameter)**		Imibenconazol	0,010	Metrafenon	0,010	Picolinafen	0,010
Florpyrauxifen-benzyl	0,010	Imidacloprid	0,010	Metribuzin	0,010	Picoxystrobin	0,010
Fluacrypyrim	0,010	Indaziflam	0,010	Metsulfuron-Methyl	0,010	Piperonylbutoxid	0,010
Fluazifop (freie Säure)*	0,010	Indoxacarb (Summe der Isomere)	0,010	Mevinphos (Summe der E- und Z-	0,010	Piperophos	0,010
Fluazifop (Summenparameter)**		Iodofenphos	0,010	Isomere)		Pirimicarb	0,010
Fluazifop-Butyl*	0,010	Iodosulfuron-Methyl	0,010	Milbemectin		Pirimiphos-Ethyl	0,010
Fluazinam	0,010	loxylin	0,010	(Summenparameter)**		Pirimiphos-Methyl	0,010
Fluazuron	0,010	Iprobenfos	0,010	Milbemectin A3	0,010	Plifenat	0,010
Flubendiamid	0,010	Iprodion	0,010	Milbemectin A4	0,010	Prallethrin	0,010
Fluchloralin	0,010	Iprovalicarb	0,010	Mirex	0,010	Pretilachlor	0,010
Flucythrinate	0,010	Isazofos	0,010	Molinat	0,010	Prochloraz	0,010
Fludioxonil	0,010	Isobenzan	0,010	Monocrotophos	0,010	Prochloraz (Summenparameter)**	
Fluensulfon	0,010	Isocarbamid	0,010	Monolinuron	0,010	Procymidon	0,010
Flufenacet	0,010	Isocarbophos	0,010	Monuron	0,010	Profenofos	0,010
Flufenacet (Summenparameter)**		Isodrin	0,010	Myclobutanil	0,010	Profluralin	0,010
Flufenacet oxalat	0,010	Isofenphos	0,010	Naled	0,010	Profoxydim	0,010
Flufenacet Sulfonsäure	0,010	Isofenphos-Methyl	0,010	Napropamid	0,010	Promecarb	0,010
Flufenacet thioglycolate sulfoxid	0,010	Isofetamid	0,010	Neburon	0,010	Prometon	0,010
Flufenoxuron	0,010	Isomethiozin	0,010	Nicosulfuron	0,010	Prometryn	0,010
Flumethrin	0,010	Isoprocab	0,010	Nicotin	0,010	Propachlor	0,010
Flumetralin	0,010	Isopropalin	0,010	Nitenpyram	0,010	Propachlor (Summenparameter)**	
Flumioxazin	0,010	Isoprothiolan	0,010	Nitralin	0,010	Propamocarb	0,010
Fluometuron	0,005	Isoproturon	0,010	Nitralin	0,010	Propanil	0,010
Fluopicolid	0,010	Isopyrazam	0,010	Nitrofen	0,010	Propaquizafop*	0,010
Fluopyram	0,010	Isoxaben	0,010	Nitrothal-Isopropyl	0,010	Propargit	0,010
Fluotrimazol	0,010	Isxadifen-Ethyl	0,010	Norflurazon	0,010	Propazin	0,010
Fluoxastrobin	0,010	Isxaflutol	0,010	Novaluron (Summe der Isomere)	0,010	Propetamphos	0,010
Flupyradifuron	0,010	Isxaflutol (Summenparameter)**		Nuarimol	0,010	Propham	0,010
Fluquinconazol	0,010	Isxaflutol diketonitril	0,010	Ofurac	0,010	Propiconazol	0,010
Flurochloridon	0,010	Isoxathion	0,010	Omethoat	0,010	Propoxur	0,005
Fluroxyppyr (freie Säure)*	0,010	Jasmolin I	0,010	Oxadiazon	0,010	Propyzamid	0,010
Fluroxyppyr (Summenparameter)**		Jasmolin II	0,010	Oxadixyl	0,010	Proquinazid	0,010
Flurprimidol	0,010	Karanjin	0,010	Oxamyl	0,001	Prosulfocarb	0,010
Flusilazol	0,010	Kresoxim-Methyl	0,010	Oxathiapiprolin	0,010	Prosulfuron	0,010
Fluthiacet-Methyl	0,010	Lenacil	0,010	Oxycarboxin	0,010	Prothioconazol	0,010
Flutianil	0,010	Leptophos	0,010	Oxychloran	0,010	Prothioconazol-Desthio	0,010
Flutolanil	0,010	Linuron	0,010	Oxydemeton-Methyl	0,010	Prothioconazol-Desthio	
Flutriafol	0,010	Lufenuron	0,010	(Summenparameter)**		(Summenparameter)**	
Fluvalinat (Summe der Isomere)	0,010	Malaoxon	0,010	Oxydemeton-Methyl		Prothiophos	0,010
Fluxaproxad	0,010	Malathion	0,010	Oxyfluorfen	0,010	Pyflubumid	0,010
FM-6-1	0,010	Malathion (Summenparameter)**		Oxymatrin	0,010	Pymetrozin	0,010
Folpet	0,010	Mandestrobil	0,010	Paclobutrazol (Summe der	0,010	Pyraclostrobin	0,010
Folpet (Summenparameter)**				Isomere)		Pyraflufen	0,010

Pyraflufen-Ethyl	0,010	Tetraconazol (Summe der Isomere)	0,010	Zusatzuntersuchungen <i>additional analyses:</i>	Chlormequat, Mepiquat
Pyraflufen-Ethyl		Tetradifon	0,010	(nicht in GALAB 500Plus)	LC-MS/MS
(Summenparameter)**		Tetrahydrophthalimid	0,010	(not enclosed in GALAB 500Plus)	SOP-Nr. 495:2022-10; EU-SRM QuPpe 2020-02
Pyrazophos	0,010	Tetramethrin	0,010		BG/RL je 0,01 mg/kg
Pyrethrin (Summenparameter)**		Tetrasul	0,010	Saure Herbizide (alkalische Hydrolyse),	Chlormequat, BG/RL 0,01 mg/kg
Pyrethrin I	0,010	TFNA	0,010	<i>phenoxalkancarboxylic acids (alkaline hydrolysis),</i>	Mepiquat, BG/RL 0,01 mg/kg
Pyrethrin II	0,010	TFNG	0,010	mittels LC-MS/MS	Chlormequat (Summenparameter)**,
Pyridaben	0,010	Thiabendazol	0,010	DIN EN 15662:2018-07 Modulares QuEChERS-	Mepiquat (Summenparameter)**
Pyridafol (CL 9673)	0,010	Thiacloprid	0,010	Verfahren, alkalische Hydrolyse	
Pyridalyl	0,010	Thiamethoxam	0,010	BG/RL je 0,01 mg/kg	
Pyridaphenthion	0,010	Thidiazuron	0,010	2,4,5-T	
Pyridat	0,010	Thifensulfuron-Methyl	0,010	2,4,5-T (Summenparameter)**	
Pyrifenoxy	0,010	Thiodicarb	0,010	2,4-D (Summenparameter)**	
Pyrimethanil	0,010	Thiofanox	0,010	2,4-DB	
Pyriofenon	0,010	Thiofanox-sulfon	0,010	2,4-DB (Summenparameter)**	
Pyriproxyfen	0,010	Thiofanox-sulfoxid	0,010	2,4-DP (Dichlorprop)	
Quinalphos	0,010	Thiometon	0,010	2,4-DP (Dichlorprop) (Summenparameter)**	
Quinclorac	0,010	Thionazin	0,010	Acibenzolar-S-methyl (Summenparameter)**	
Quinmerac	0,010	Thiophanat-Methyl	0,010	Acibenzolar-Säure	
Quinmerac (Summenparameter)**		Tiencarbazil	0,010	Bentazon	
Quinoclam	0,010	Tolclofos-Methyl	0,010	Bentazon (Summenparameter)**	
Quinoxifen	0,010	Tolfenpyrad	0,010	Bentazon-6-OH	
Quintozen	0,010	Tolylfluorid	0,010	Bentazon-8-OH	
Quintozen (Summenparameter)**		Tolylfluorid (Summenparameter)**	0,010	Bispyribac	
Quizalofop (Summe der Isomere)	0,010			Bispyribac (Summenparameter)**	
(freie Säure)*				Fluazifop	
Quizalofop (Summenparameter)**				Fluazifop (Summenparameter)**	
Quizalofop-Ethyl*	0,010	Tralkoxydime	0,010	Fluroxypyr	
Rabenzazol	0,010	Transfluthrin	0,010	Fluroxypyr (Summenparameter)**	
Resmethrin (Summe der Isomere)	0,010	Triadimefon	0,010	Haloxypyr	
Rimsulfuron	0,010	Triadimenol (Summe der Isomere)	0,010	Haloxypyr (Summenparameter)**	
Rotenon	0,010	Triallat	0,010	MCPA	
S421	0,050	Triamiphos	0,010	MCPA (Summenparameter)**	
Saflufenacil	0,010	Triasulfuron	0,010	MCPB	
Saflufenacil (Summenparameter)**		Triazamat	0,010	Phenylphenol, ortho-	
Saflufenacil, M800H11	0,010	Triazophos	0,010	Phenylphenol, ortho- (Summenparameter)**	
Saflufenacil, M800H35	0,010	Tribenuron-Methyl	0,010	Quizalofop (Summe der Isomere)	
Sebutylazin	0,010	Trichlorfon	0,010	Quizalofop (Summenparameter)**	
Sedaxan	0,010	Trichloronat	0,010		
Sethoxydim	0,010	Triclopyr	0,010		
Siduron	0,010	Tricyclazol	0,010		
Silaneophan	0,010	Tridemorph	0,010		
Silthiofam	0,010	Trietazin	0,010		
Simazin	0,010	Trifloxystrobin	0,010		
Sintofen	0,010	Triflurizol (Summenparameter)**	0,010		
Spinetoram	0,010	Triflurizol	0,010		
Spinosad (Summenparameter)**		Trifluralin	0,010		
Spinosyn A	0,010	Triflusulfuron	0,010		
Spinosyn D	0,010	Triforin	0,010		
Spirodiclofen	0,010	Trinexapac	0,010		
Spiromesifen	0,010	Triticonazol	0,010		
Spirotetramat	0,010	Tritosulfuron	0,010		
Spirotetramat	0,010	Uniconazol	0,010		
(Summenparameter)**		Valifenalat	0,010		
Spirotetramat-enol	0,010	Vamidotion	0,010		
Spirotetramat-enol-Glc	0,010	Vinclozolin	0,010		
Spirotetramat-ketohydroxy	0,010	Zoxamid	0,010		
Spirotetramat-monohydroxy	0,010				
Spiroxamin (Summe der Isomere)	0,010	*Für die Bewertung des Rückstandshöchstgehaltes			
Sulcotrion	0,010	ist die Zusatzuntersuchung der sauren Herbizide			
Sulfentazon	0,010	(alkalische Hydrolyse) notwendig! For the legal			
Sulfosulfuron	0,010	assessment of the MRL an additional test of			
Sulfotep	0,010	<i>phenoxalkancarboxylic acids (alkaline hydrolysis) is necessary.</i>			
Sulfoxaflo	0,010				
Sulprofos	0,010	**berechnet/calculated			
Sweep	0,010				
Tebuconazol	0,010				
Tebufenozid	0,010	Methodik Method			
Tebufenpyrad	0,010	DIN EN 15662:2018-07 Modulares QuEChERS-			
Tebupirimphos	0,010	Verfahren			
Tebutam	0,010				
Tecnazen	0,010	Messsystem Technical equipment			
Teflubenzuron	0,010	LC-MS/MS			
Tefluthrin (Summe der Isomere)	0,010	GC-MSD/GC-MS/MS			
Tembotrion	0,010	GC-NCI			
Temephos	0,010				
Tepraloxymid	0,010				
Terbacil	0,010				
Terbufos	0,010				
Terbumeton	0,010				
Terbutylazin	0,010				
Terbutryn	0,010				
Tetrachlorvinphos	0,010				